

División Control de Infecciones | **Indicadores Químicos**

CDSUV-1 ChemSurf - Indicador Químico 3D

Para monitoreo de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm)



Uso previsto

Control de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm).

Condiciones: dosis de radiación ≥ 200 mJ/cm².

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Características

Indicador químico 3D con forma piramidal.

Tamaño: 10,5 cm de ancho y 9,0 cm de alto (aproximado).

Color inicial: **amarillo**.

Color final: **naranja/rojo**.

En su base posee una gráfica para marcar la posición del indicador ChemSurf en la habitación a desinfectar. Además posee un registro para completar fecha, operador y resultado.

Se incluyen soportes que posibilitan la suspensión del indicador.

100 % Libre de Metales Pesados Tóxicos



Condiciones ambientales de producción

T= 15-30 °C, HR 30-80 %.

Condiciones de almacenamiento

T= 10-30 °C, HR 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento. Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil

5 años

Envase

100 unidades, 5 precintos y 5 soportes por envase.

Tabla de Documentación.

Datos en el envase: descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, datos del fabricante, condiciones de almacenamiento e información en la etiqueta.

Etiquetado

En el producto: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, viraje de color, lote, fecha de vencimiento, cuadro para registro y código datamatrix.

División Control de Infecciones | **Indicadores Químicos**

CDSUV-1 ChemSurf - Indicador Químico 3D

Para monitoreo de procesos de desinfección por radiación UV-C continua (254 nm)



En el envase: código y descripción del producto, viraje de color, lote, proceso para el cual se utiliza, fecha de fabricación y vencimiento, presentación, código de barras y código datamatrix.

Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

Otra información relevante

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Precauciones

No almacenar el producto cerca de agentes desinfectantes o esterilizantes.

No utilizar el producto para controlar procesos de esterilización de ningún tipo. No utilizar el producto para controlar procesos de desinfección diferentes del recomendado.